



20 GARZE MONOUSO

PER IL TRATTAMENTO QUOTIDIANO PERIOCCULARE DELL'ADULTO E DEL BAMBINO

INDICAZIONI

La salvietta Octilia è indicata per il trattamento topico delle zone delicate del viso (palpebre, ciglia, arcuola e naso) negli adulti e bambini per rimuovere polvere, polline e secrezioni. Il suo uso è indicato anche nella fase pre-post operatoria per assicurare una delicata rimozione delle secrezioni. La salvietta è raccomandata per il trattamento quotidiano delle aree delicate del viso anche per portatori di lenti a contatto, individui che soffrono di occhi secchi o che hanno una predisposizione all'insorgenza di blefariti e blefarocongiuntiviti di vario tipo. Il dispositivo è una morbida salvietta per il trattamento topico quotidiano. Tutti i componenti sono utili per un'ottimale rimozione meccanica delle secrezioni, corpi estranei, polvere, eccetera, nel pieno rispetto della fisiologia della zona trattata.

COMPOSIZIONE

Garza morbida imbevuta della seguente soluzione: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Hydroxyacetophenone, Sodium Phosphate, Strontium Phosphate, Polyglyceryl-3 Coisearate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Fosassium hydroxyethylated soy protein, Chlorophanesin, Sodium Hyaluronate, Sodium Chloride, Polyglyceryl-6 Laurate, Sodium benzoate, Phenoxyethanol, Tamarindus indica fruit extract, Melatonin.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver pulito accuratamente le mani aprire la bustina ed estrarre la garza. Applicare la garza nella zona palpebrale passando delicatamente in modo da permettere un'adeguato trattamento per l'asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (marg, poltrocchio, polveri,

ecc.). Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusione del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare la bustina chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40° C circa) e utilizzare poi la garza come impacco caldo applicandola la zona dell'occhio. Nel caso, invece, di freddo è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche ora e applicarla poi la garza aperta sull'occhio, mantenendola in loco per qualche minuto come impacco freddo.

AVVERTENZE

La sicurezza del prodotto è garantita solo se il dispositivo è intatto, non usare se la bustina è danneggiata. La garza è monouso, il riutilizzo potrebbe essere veicolo di infezioni. Non utilizzare in caso di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Usare estremo. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. In caso di occhi intensivi non utilizzare la stessa garza per entrambi gli occhi. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Non usare su cute lesa. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito di fabbricazione e all'assistenza competente dello IBSA membro in cui si fa sede.



Adulto	Carta (PAP 21)
Minore	Carta (PAP 22)
Bustina	Plastica (CLDPE 30)
Pacchetto differenziato.	

Verifica le disposizioni del tuo Comune.



Distributore IBSA Farmaceutici Italia S.p.A.
Via Morini di Cefisina, 2 - 36060 Lodi (LO)
info@ibsa.it
www.ibsa.it - www.ibsa.it
IBSA FARMACEUTICI
N. 1 800000



PROMETA ITALIA S.p.A.
SMD Viale Occidentale, 1a
20157 Milano (MI), Italy
www.prometa.com
N. 8 800000