

Octilia[®] NATURAL

Gocce oculari

occhi irritati e arrossati

SOLUZIONE STERILE

A base di **SODIO IALURONATO**
ed **ACQUE DISTILLATE**
di **FIORDALISO** e **CAMOMILLA**

Applicabile con lenti a contatto

10 FLACONCINI MONODOSE RICHIUDIBILI DA 0,5 ml

Octilia Natural Occhi irritati e arrossati è una soluzione oftalmica sterile a base di Acido ialuronico (sale sodico) ed acque distillate di Fiordaliso e Camomilla.

L'Acido ialuronico (sale sodico) è impiegato per la sua azione idratante che contrasta la secchezza oculare, contribuendo a umettare e lubrificare la mucosa oculare.

Le acque distillate vegetali alleviano arrossamento, irritazione e sensazione di corpo estraneo della mucosa oculare causati da fattori ambientali quali vento, fumo, inquinamento, esposizione prolungata a raggi solari, salsedine, acqua del mare e della piscina.

COMPOSIZIONE

Acqua distillata di Fiordaliso, Acqua distillata di Camomilla, Acido ialuronico (sale sodico), Sodio fosfato bibasico eptaidrato, Sodio fosfato monobasico biidrato, Sodio cloruro, acqua p.p.i.

Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Con le mani pulite aprire la busta di protezione.
- Staccare un monodose ed aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
- Instillare 2-3 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.
- Ripetere, se necessario, l'operazione più volte al giorno.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.
- Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura ambiente (15°C-25°C).

Il contenuto del monodose può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione a temperatura ambiente.

CONFEZIONAMENTO

10 monodose richiudibili da 0,5 ml.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

Ultima Revisione: 02.01 del 05/2015



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo) Italia



Distribuito da:
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (LO)
Tel.: 03716171 - Fax. 0371617244
Info@ibsa.it

 0373
DISPOSITIVO MEDICO

Ed. I./03.19

STERILE A