

Octilia® SALVIETTE

20 GARZE STERILI MONOUSO PER IL TRATTAMENTO ANCHE QUOTIDIANO PERIUCULARE DELL'ADULTO E DEL BAMBINO

INDICAZIONI

Octilia Salviette è indicato per il trattamento topico delle palpebre e delle ciglia, sia nell'adulto che nel bambino, anche in presenza di secrezioni conseguenti a fenomeni allergici, infiammatori e/o infettivi, quali blefariti e blefarocongiuntiviti di diversa natura. Il suo utilizzo risulta particolarmente valido anche nella fase pre- e/o post-operatoria degli interventi di chirurgia oftalmica.

Octilia Salviette è inoltre indicato per il trattamento anche quotidiano della zona perioculare in soggetti predisposti all'insorgenza di blefariti e blefarocongiuntiviti di diversa natura.

Octilia Salviette per la sua peculiare composizione **consente utilizzo anche da parte dei portatori di lenti a contatto**.

PROPRIETÀ

Tutti i componenti di **Octilia Salviette** risultano utili per ottenere una attività nel pieno rispetto della particolare fisiologia della zona perioculare, particolarmente delicata e sensibile. Il prodotto è in grado di operare una rimozione meccanica delle secrezioni, di elementi contaminanti, corpi estranei, polvere, ecc.

Garza di puro cotone, imbevuta di 2,8 ml della seguente soluzione: Aqua, Phenethyl alcohol, Sodium chloride, Ammonium glycyrrhizate, Sodium cocoyl wheat amino acids, PEG-40 hydrogenated castor oil, Tamarindus indica fruit extract, PEG-40 castor oil, Polysorbate 20, Sodium bicarbonate, Maltodextrin, Ethylhexylglycerin, Aroma, Sodium hyaluronate.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver pulito accuratamente le mani aprire la bustina ed estrarre la garza. Applicare la garza nella zona palpebrale passandola delicatamente in modo da permettere un adeguato trattamento topico, un'asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, polveri, ecc.).

Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusione del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare la busta chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40 °C circa) e utilizzare poi la garza come impacco caldo massaggiando la zona delicatamente. Nel caso, invece, di flogosi è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche ora e applicare poi la garza aperta sull'occhio, mantenendola in loco per qualche minuto come impacco freddo.

AVVERTENZE

La sterilità del prodotto si mantiene solo se la busta è integra. La garza è monouso, il riutilizzo potrebbe essere veicolo di infezioni. Non utilizzare la stessa garza per entrambi gli occhi. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. Monouso. Le garze potrebbero presentare colore giallognolo o più scuro, dovuto alla presenza dell'estratto di Tamarindo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Rev.2 del 19/11/2019



Distributore: **IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.**
Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (LO)
info@ibsa.it

